

三类注册证编号：
国械注准20193171890

Bioconcept
百康特医疗

Equator 基台

全口覆盖义齿解决方案

- 市面上最小的组件
- 更好的美学效果
- 更大的种植体角度适配性

注册证编号：国械注准20193171890



易扣钛帽

- 种植体角度校正偏差达 50°

易扣阴性衬垫

- 长期固位稳定性
- 不同的弹性固位力
- 更好的就位触感

易扣钛基台

- 高耐腐蚀性 耐磨性
- 更小的外形尺寸，达到更好的美学效果
- 适用于1~6mm的牙龈高度

ISO
13485:2016

CE

CFDA

FDA



TGA

MDSAP
MEDICAL DEVICE SINGLE AUDIT PROGRAM

Equator

基台

产品使用示意图



| Equator基台 | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 系统 | BV | | BC-TL | | BC-BL | |
| | 迷你 | 标准 | 标准颈 | 宽颈 | 窄颈 | 标准颈 |
| 穿龈高度 | | | | | | |
| 1mm | 338010 | 338210 | 034010 | 034210 | — | 134210 |
| 2mm | 338020 | 338220 | 034020 | 034220 | 134020 | 134220 |
| 3mm | 338030 | 338230 | 034030 | 034230 | 134030 | 134230 |
| 4mm | 338040 | 338240 | 034040 | 034240 | 134040 | 134240 |
| 5mm | 338050 | 338250 | 034050 | 034250 | 134050 | 134250 |
| 6mm | 338060 | 338260 | 034060 | 034260 | 134060 | 134260 |

建议拧紧扭矩35N·cm

| BV专用愈合帽 | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 产品图片&编号 | | | |
| 对应BV系统 Equator 基台编号 | 325010 | 325020 | 325030 |
| | 338010 | 338050 | 338250 |
| | 338020 | 338060 | 338260 |
| | 338030 | 338230 | |
| | 338040 | 338240 | |
| | 338210 | | |
| | 338220 | | |

| 组件&工具 | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>易扣基台转移帽</p> <p>368010</p> <p>易扣基台代体</p> <p>368020</p> | <p>SmartBox套装 套装编号: 378100</p> <p>易扣钛帽 内含临时衬垫</p> <p>378020</p> <p>胶水垫片</p> <p>378030</p> <p>易扣阴性衬垫</p> <p>承载力2.7kg 378040</p> <p>承载力1.8kg 378050</p> <p>承载力1.2kg 378040</p> <p>承载力0.6kg 378050</p> | <p>基台扳手</p> <p>BC系统 055130</p> <p>BV系统 358010</p> | <p>衬垫安装工具</p> <p>INSERTOR Side </p> <p>Central holder </p> <p>EXTRACTOR Side </p> <p>358020</p> |